

Prélèvement d'hémoculture

Matériel nécessaire

Pour chaque prélèvement, veuillez vous munir de :

- Une bouteille d'hémoculture à bouchon bleu
- Une bouteille d'hémoculture à bouchon violet
- Un Safety-Lok BD vacutainer
- Un adaptateur de prélèvement (**usage unique**)
- Un multi-adaptateur si besoin



Moment du prélèvement

- Prélever lors d'un pic fébrile ou du frisson qui le précède, si possible avant tout traitement antibiotique.
- Ne pas répéter les prélèvements avant 48 h d'incubation sauf en cas de nouveau foyer clinique.

Conditions

- L'hémoculture nécessite une asepsie rigoureuse.

Informations à noter

- Date et heure du prélèvement.
- Site de prélèvement.
- Température du patient.
- Traitement antibiotique en cours.
- Suspicion d'endocardite.
- **Étiqueter chaque flacon sans recouvrir le code-barres.**

Gestes du prélèvement

1. Poser un garrot propre pour repérer la veine à ponctionner.
2. Retirer le garrot.
3. Visualiser la limite de remplissage des flacons.
4. Enlever le capuchon des flacons et désinfecter l'opercule du caoutchouc avec une compresse imbibée d'antiseptique alcoolique.
5. Laisser évaporer.
6. Relier l'adaptateur pour hémoculture au dispositif utilisé pour le prélèvement. Si des tubes pour d'autres examens doivent être prélevés, utiliser un multi-adaptateur universel, **mais commencer par le prélèvement des hémocultures.**
7. Réaliser une antisepsie cutanée à l'aide de compresses stériles imbibées d'un antiseptique alcoolique.
8. Effectuer le prélèvement sanguin, dès l'apparition de sang dans la tubulure, insérer le flacon aérobique (flacon au bouchon bleu).
9. Puis insérer le flacon anaérobique (flacon au bouchon violet).
10. Retirer le flacon anaérobique **avant d'enlever l'aiguille de prélèvement.**
11. Comprimer le site et appliquer un pansement.